

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Trem1 Для Проточной Цитометрии - Q9Nr99

Артикул: CM0009396



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому TREM1 (CD354), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения врожденного иммунитета, воспалительных ответов и сигналинга миелоидных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело anti-человеческий TREM1, мкАт
Примечания/Алиасы	CD354; TREM-1
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	54210
ID гена	54210
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 21-200 человеческого TREM1 (NP_061113.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NP99
Молекулярная масса белка	18 кДа/26 кДа
Доставка	Холодильный пакет