

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Trop-2 () Для Проточной Цитометрии - P09758

Артикул: CM0009588



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому TROP-2, конъюгированное с . Определяет опухолевый кальций-зависимый сигнальный трансдьюсер 2 методом проточной цитометрии. Экспрессируется в плаценте и карциномах поджелудочной железы. Идеально для исследований в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье антитело к человеческому TROP-2 (моноклональное)
Примечания/Альтернативные названия	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Вид	Человек
GeneID	4070
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-274 человеческого TROP-2 (NP_002344.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09758
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом