

Кроличье Моноклональное Антитело К Trop-2 Человека Для Проточной Цитометрии — P09758

Артикул: CM0010595



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против TROP-2 человека (TACSTD2), для проточной цитометрии. Идеально подходит для разработки ИВД-анализов и исследований опухолевых антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	кроличье анти-TROP-2 мАб человека
Примечания/синонимы	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M1S1; TROP2; трансдуктор кальциевого сигнала 2, ассоциированный с опухолью
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4070
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27–274 TROP-2 человека (NP_002344.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P09758
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом