

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого TROP-2 Для Проточной Цитометрии - P09758

Артикул: CM0005300



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого TROP-2 (TACSTD2), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для исследования экспрессии опухолевых антигенов в образцах человека, включая клетки плацентарной и панкреатической карциномы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек TROP-2 мАт
Примечания/Псевдонимы	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Вид	Человек
ID гена	4070
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-274 человека (NP_002344.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09758
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом