

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Trop-2 Для If/Icc, Fc - P09758

Артикул: CM0009134



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому TROP-2 (TACSTD2), конъюгированное с . Валидировано для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Идеально для исследований онкомаркеров и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому TROP-2
Примечания/Альтернативные названия	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Вид	Человек
Gene ID (Human)	4070
Gene ID	4070
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-274 человеческого TROP-2 (NP_002344.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09758
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом