


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого ULbp2 Для Fc — Q9Bzm5

Артикул: CM0010603



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против человеческого ULBP2 (лиганда NKG2D). Валидировано для проточной цитометрии. Распознаёт GPI-заякоренный белок, экспрессируемый в раковых клетках и опосредующий цитотоксичность НК-клеток, для исследований в области иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого ULBP2
Примечания/синонимы	ULBP2; ALCAN-alpha; N2DL2; NKG2DL2; RAET1H; лиганд NKG2D 2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	80328
Идентификатор гена	80328
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-217 человеческого ULBP2 (NP_079493.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9BZM5
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом