

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому B2-Микроглобулину Для Проточной Цитометрии - P61769

Артикул: CM0011249



введение

Конъюгированное красителем кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого β 2-микроглобулина (B2M) — ключевого компонента МНС класса I. Валидировано для проточной цитометрии, облегчает исследования презентации антигенов и иммунной эвазии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому β 2-микроглобулину
Примечания/Алиасы	B2M; IMD43; бета-2-микроглобулин
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	567
ID гена	567
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-119 человеческого β 2-микроглобулина (NP_004039.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
База данных SWISS	P61769
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Ледяной пакет