

Кроличья Моноклональная Khuman B2 Микроглобулину Для Проточной Цитометрии - P61769

Артикул: CM0009481



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело к человеческому β 2-микроглобулину, предназначенная для детекции B2M методом проточной цитометрии при иммунном мониторинге и исследованиях экспрессии МНС. Этот реагент нацелен на инвариантную цепь МНС класса I, что позволяет изучать презентацию антигенов и иммунную функцию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья кHuman β 2 микроглобулину mAb
Примечания/псевдоним	IMD43
Вид	Человек
GeneID (Человек)	567
GeneID	567
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 21-119 человеческого β 2 микроглобулина (NP_004039.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P61769
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Айс-пакет