

Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому B2-Микроглобулину Mab - P61769

Артикул: CM0012369



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого $\beta 2$ -микроглобулина (B2M), рекомендовано для проточной цитометрии. Подходит для исследования иммунной системы, изучения МНС класса I и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к человеческому $\beta 2$ -микроглобулину mAb
Примечания/Синонимы	B2M; IMD43; бета-2-микроглобулин
Вид	Человек
GeneID	567
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-119 человеческого $\beta 2$ -микроглобулина (NP_004039.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P61769
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Айс-пак