

Моноклональное Антитело Кролика К В2-Микроглобулину Человека Для Проточной Цитометрии — Р61769

Артикул: CM0009298



введение

Моноклональное антитело кролика к β 2-микроглобулину человека (клон , IMD43), валидированное для проточной цитометрии. Специфично для человека; распознаёт белок В2М массой 14 кДа. Идеально подходит для иммунологических исследований и применения в ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к β 2-микроглобулину человека
Примечания/псевдоним	IMD43
Вид	Человек
Идентификатор гена	567
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-119 β 2-микроглобулина человека (NP_004039.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P61769
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом