

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого В2-Микроглобулина Для Проточной Цитометрии - P61769

Артикул: CM0011428



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого β 2-микроглобулина (B2M). Валидированы для проточной цитометрии (FC). Поддерживают иммунологические исследования, изучение презентации антигенов MHC класса I и разработку диагностических тестов in vitro (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек β 2-микроглобулин мАт
Примечания/Псевдоним	B2M; IMD43; бета-2-микроглобулин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	567
GeneID	567
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-119 человеческого β 2-микроглобулина (NP_004039.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P61769
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Сумка со льдом