

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого В2-Микроглобулина Для Проточной Цитометрии — P61769

Артикул: CM0009230



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого $\beta 2$ -микроглобулина, для проточной цитометрии. Обнаруживает секретируемый и клеточно-поверхностный белок с молекулярной массой 14 кДа, участвующий в презентации антигенов МНС класса I. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого $\beta 2$ -микроглобулина
Примечания/псевдоним	IMD43
Вид	Человек
GeneID	567
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-119 человеческого $\beta 2$ -микроглобулина (NP_004039.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P61769
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	С пакетом со льдом