

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Vcam-1/Cd106 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P19320

Артикул: CM0004837



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого VCAM-1/CD106 для проточной цитометрии (FC). Валидировано для образцов человека; нацелено на белок адгезии сосудистых клеток 1, участвующий в иммунном надзоре и воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого VCAM-1/CD106
Примечания/Альтернативные названия	CD106; INCAM-100
Вид	Человек
ID гена	7412
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-698 человеческого VCAM-1/CD106 (NP_001069.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19320
Молекулярная масса белка	71 кДа/74 кДа/81 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом