

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Vcam-1/Cd106 (Fc) - P19320

Артикул: CM0006092



введение

Конокулированные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого VCAM-1 (CD106). Валидированы для проточной цитометрии (FC). Рекомбинантный иммуноген (а.о. 25-698). Идеально подходят для исследований воспаления и адгезии лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАт против человеческого VCAM-1/CD106
Примечания/Псевдоним	CD106; INCAM-100
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7412
ID гена	7412
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-698 человеческого VCAM1 (NP_001069.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19320
Молекулярный вес белка	71кДа/74кДа/81кДа
Доставка	Сумка со льдом