


Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Vcam-1/Cd106 Для Проточной Цитометрии - P19320

Артикул: CM0005352



введение

Рекомбинантные моноклональные антитела кролика, нацеленные на человеческий VCAM-1 (CD106; INCAM-100). Валидированы для проточной цитометрии (FC). Обнаруживают несколько изоформ (~71, 74, 81 кДа). Подходят для исследований адгезии лейкоцитов, воспаления и иммунного надзора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МАТ кролика против человеческого VCAM-1/CD106
Примечания/Псевдоним	CD106; INCAM-100
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7412
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-698 человеческого VCAM-1/CD106 (NP_001069.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19320
Молекулярный вес белка	71кДа/74кДа/81кДа
Доставка	Сумка со льдом