

Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому Vcam-1/Cd106, Конъюгированная , Для Проточной Цитометрии - P19320

Артикул: CM0012458



введение

Конъюгированная с красителем кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий VCAM-1/CD106, подходит для анализа методом проточной цитометрии экспрессии VCAM-1 на эндотелиальных и иммунных клетках. Идеально подходит для исследований адгезии лейкоцитов и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличья антитела к человеческому VCAM-1/CD106, мкА
Примечания/псевдонимы	CD106; INCAM-100
Вид	Человек
ID гена (человек)	7412
ID гена	7412
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 25-698 человеческого VCAM-1/CD106 (NP_001069.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19320
Молекулярная масса белка	71 кДа/74 кДа/81 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом