

Кроличье Античеловеческое/Антиобезьянье Моноклональное Антитело Cd127/IL-7Rα Для Проточной Цитометрии — P16871

Артикул: CM0008011



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против CD127/IL-7Rα человека/обезьяны, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на альфа-субъединицу рецептора интерлейкина-7 (UniProt P16871). Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CD127/IL-7Rα человека/обезьяны
Примечания/синонимы	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Вид	Человек
GeneID (человек)	3575
GeneID	3575
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-236 CD127/IL-7Rα человека (NP_002176.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P16871
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом