

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого/Обезьяньего CD127/IL-7Rα Для Проточной Цитометрии - P16871

Артикул: CM0012005



введение

Моноклональные антитела кролика против человеческого/обезьяньего CD127/IL-7Rα, валидированные для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген, реагирует с человеческим и обезьяньим (крабоед) антигенами. Идеально подходят для анализа экспрессии IL-7R в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МАТ кролика против человеческого/обезьяньего CD127/IL-7Rα
Примечания/Псевдонимы	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; CD127/IL7R
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3575
GeneID	3575
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-236 человеческого CD127/IL-7Rα (NP_002176.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабоед
SWISS	P16871
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	В ледяном пакете