


Кроличье Моноклональное Антитело К Cd14 Человека/Обезьяны, Меченное , Для Проточной Цитометрии - P08571

Артикул: CM0010761



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к CD14 человека и каинической макаки для проточной цитометрии. CD14 — это закрепленный GPI-корецептор липополисахаридов, медиатор врожденного иммунитета. Идеально подходит для идентификации моноцитов/макрофагов в диагностических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD14 человека/обезьяны, меченное
Примечания/псевдоним	CD14
Вид	Человек
ID гена (человек)	929
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-352 фрагмента человеческого CD14 (NP_000582.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, каиническая макака
SWISS	P08571
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	С холодильным пакетом