


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cd14 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P08571

Артикул: CM0008087



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, специфичные к CD14 человека и макак-крабоедов, валидированные для проточной цитометрии. Нацелены на дифференцировочный антиген моноцитов CD14, корецептор бактериального липополисахарида и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек/Обезьяна CD14 мАт
Примечания/Псевдоним	CD14
Вид	Человек
ID гена (Человек)	929
ID гена	929
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-352 CD14 человека (NP_000582.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабоед
SWISS	P08571
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом