


Моноклональное Антитело Кролика Против Cd14 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P08571

Артикул: CM0004313



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD14, валидировано для проточной цитометрии у человека и яванского макака. Корецептор бактериального ЛПС, опосредующий врожденный иммунный ответ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD14 человека/обезьяны
Примечания/Синонимы	CD14
Вид	Человек
ID гена (человек)	929
ID гена	929
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, яванский макак
SWISS	P08571
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	С ледяным пакетом