


Кроличье Моноклональное Антитело К Cd14 Человека/Макаки Для Проточной Цитометрии — P08571

Артикул: CM0009957



введение

Моноклональное антитело к CD14, конъюгированное с и валидированное для проточной цитометрии. Распознаёт CD14 человека и макаки-крабоеда — маркер моноцитов/макрофагов и корецептор LPS. Идеально подходит для исследований врождённого иммунитета и разработки диагностических методов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD14 человека/макаки
Примечания/синоним	CD14
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	929
Идентификатор гена	929
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-352 человеческого CD14 (NP_000582.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, макака-крабоед
SWISS	P08571
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом