


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd14 Для Проточной Цитометрии - P08571

Артикул: CM0012520



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD14 (человек/циномолгус). Предназначено для проточной цитометрии (FC) для идентификации моноцитов/макрофагов и изучения реакций врожденного иммунитета. P08571.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого/обезьяньего CD14
Примечания/Альтернативное название	CD14
Вид	Человек
GeneID	929
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-352 человеческого CD14 (NP_000582.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолгус
SWISS	P08571
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом