


Моноклональное Антитело Кролика Против Cd14 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии — P08571

Артикул: CM0007878



введение

Моноклональное антитело кролика против CD14 человека/обезьяны, валидированное для проточной цитометрии. Распознает CD14 — корецептор ЛПС, опосредующий врожденные иммунные ответы. Подходит для образцов человека и *synomolgus* макака. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье мАнт против CD14 человека/обезьяны
Примечания/псевдоним	CD14
Вид	Человек
GeneID	929
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 20–352 человеческого CD14 (NP_000582.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, <i>Synomolgus</i> макак
SWISS	P08571
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодильный пакет