

Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому/Обезьяньему Cd16 Для Проточной Цитометрии - P08637/O75015

Артикул: CM0008981



введение

Кроличья моноклональная антитела к человеческому/обезьяньему CD16, меченая , для проточной цитометрии. Распознает CD16A и CD16B (FCGR3A/FCGR3B), обладает реактивностью в отношении человека и яванского макака. Подходит для применения в проточной цитометрии (FC).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела к человеческому/обезьяньему CD16 , моноклональная
Примечания/Синонимы	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Вид	Человек
ID гена (человек)	2214/2215
Иммуноген	Рекомбинантный белок/Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 20-208 человеческого FCGR3A/FCGR3B (P08637/O75015)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, яванский макак
SWISS	P08637/O75015
Молекулярная масса белка	29КДа/26КДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом