

Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого/Обезьяньего Cd16 Для Проточной Цитометрии - P08637 / O75015

Артикул: CM0011270



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело, нацеленная на CD16 человека и cynomolgus обезьяны (FCGR3A/3B). Валидирована для проточной цитометрии, идеально подходит для фенотипирования NK-клеток и функциональных анализов ADCC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья mAb против человеческого/обезьяньего CD16
Примечания/Алиасы	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Вид	Человек
ID гена (человек)	2214/2215
ID гена	2214/2215
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-208 человеческого FCGR3A/FCGR3B (P08637/O75015)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Cynomolgus обезьяна
SWISS	P08637/O75015
Молекулярная масса белка	29КДа/26КДа
Доставка	Хладоэлемент