

Моноклональное Антитело Кролик Против Человеческого/Обезьяньего Cd16 Для Проточной Цитометрии - P08637/O75015

Артикул: CM0006131



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело против CD16, валидированное для проточной цитометрии, нацеленное на CD16 человека и киномакаи (FCGR3A/FCGR3B). Рекombинантный иммуноген охватывает внеклеточный домен, обеспечивая специфическое детектирование низкоаффинного Fc-рецептора IgG, участвующего в АЗКЦ (ADCC).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Human/Monkey CD16 mAb
Примечания/Синонимы	CD16; FCGR3; CD16A; FCGR3; IGF3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIII; CD16b
Вид	Человек
ID гена (человек)	2214/2215
ID гена	2214/2215
Иммуноген	Рекombинантный белок Рекombинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-208 человеческого FCGR3A/FCGR3B (P08637/O75015).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Киномакка
SWISS	P08637/O75015
Молекулярная масса белка	29КДа/26КДа
Доставка	Холодильный пакет