

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому/Обезьяньему Cd18 - P05107

Артикул: CM0004059



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий и циномолговый CD18 для проточной цитометрии. CD18 (ITGB2) — это бета-2 субъединица интегрина, опосредующая адгезию и миграцию лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому/обезьяньему CD18
Примечания/Альтернативные названия	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Вид	человек
GeneID (Человек)	3689
GeneID	3689
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-769 человеческого CD18 (NP_000202.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолг
SWISS	P05107
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом