

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cd20 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P12314

Артикул: CM0004676

введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела против CD20 человека/крабоедера, конъюгированные с , валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для профилирования иммунных клеток и клинических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против CD20 человека/обезьяны
Примечания/Псевдонимы	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Вид	Человек
ID гена (Человек)	931
ID гена	931
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек, Крабоедер
SWISS	P12314
Молекулярный вес белка	14кДа/33кДа
Доставка	Сумка со льдом