


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd20 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P11836

Артикул: CM0005246



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против CD20 человека/обезьяны, оптимизированное для проточной цитометрии. Распознает В-клеточные специфические изоформы с молекулярной массой 33/14 кДа; перекрестно реагирует с макакой-кравохвостом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CD20 человека/обезьяны
Примечания/Альтернативные названия	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	931
Идентификатор гена	931
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-кравохвост
SWISS	P11836
Молекулярная масса белка	14 кДа / 33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом