


Моноклональное Антитело Кролика Против Cd20 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии — P11836

Артикул: CM0011070



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против CD20 человека/обезьяны, валидированное для проточной цитометрии. Детектирует CD20 — специфичный для В-клеток кальциевый канал (P11836), с перекрёстной реактивностью к антигенам человека и яванской макаки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD20 человека/обезьяны
Примечания/синонимы	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	931
Идентификатор гена	931
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–200 мАт против CD20 человека (NP_068769.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P11836
Молекулярная масса белка	14 кДа/33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом