

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому/Обезьяньему Cd20 Для Проточной Цитометрии — P11836

Артикул: CM0006126



введение

Высококачественное конъюгированное с моноклональное антитело кролика, направленное против антигена CD20 человека/обезьяны. Валидировано для проточной цитометрии. Маркер В-клеток для иммунологических исследований, разработки диагностики и скрининга лекарственных средств. UniProt: P11836.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело mAb к человеческому/обезьяньему CD20
Примечания/Алиасы	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Вид	Человек
ID гена (человек)	931
ID гена	931
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 100–200 человеческого CD20 (NP_068769.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, яванский макак (циномолгус)
SWISS	P11836
Молекулярная масса белка	14 кДа/33 кДа
Доставка	С ледяным пакетом