

Кролик Анти-Человек/Обезьяна Cd25 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P01589

Артикул: CM0011312



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против CD25 (IL2RA). Валидировано для проточной цитометрии (FC) на образцах человека и циномолгуса. Идеально подходит для изучения регуляторных Т-клеток (TREGs) и иммунной толерантности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек/Обезьяна CD25 mAb
Примечания/Псевдонимы	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Вид	Человек
ID гена	3559
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолгус
SWISS	P01589
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом