

Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому/Обезьяньему Cd25, Меченная , Для Проточной Цитометрии — P01589

Артикул: CM0009124



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела против человеческого/обезьяньего CD25 (альфа-рецептора ИЛ-2). Валидирована для проточной цитометрии, подходит для детекции регуляторных Т-клеток и изучения механизмов иммунной толерантности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела к человеческому/обезьяньему CD25, моноклональная
Примечания/Альтернативные названия	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Вид	Человек
ID гена (человек)	3559
ID гена	3559
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-213 человеческого CD25 (NP_000408.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, макак-крабод
SWISS	P01589
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	С ледяным пакетом