

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd3 Для Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0004791



### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого/обезьяньего CD3 для проточной цитометрии. Определяет эпсилон-цепь CD3 (23 кДа) на Т-клетках. Перекрестно реагирует с человеком и яванским макаком. Подходит для иммунофенотипирования и исследований Т-клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело против человеческого/обезьяньего CD3 (mAb)                                                     |
| Примечания/Альтернативные названия | ТЗЕ; TCRE; IMD18; CD3epsilon                                                                                                    |
| Вид                                | Человек                                                                                                                         |
| GeneID (Человек)                   | 916                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-126 человеческого CD3 (NP_000724.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                         |
| Применение                         | Проточная цитометрия (FC)                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Яванский макак (Cynomolgus)                                                                                            |
| SWISS                              | P07766                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка           | 23 кДа                                                                                                                          |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                               |