

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому/Обезьяньему Cd3, Конъюгированное , Для Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0011038



введение

Конъюгированное кроличье моноклональное антитело, направленное против эпсилон-цепи CD3 человека и обезьяны-крабоеда. Подходит для детекции Т-лимфоцитов методом проточной цитометрии в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против человеческого/обезьяньего CD3, конъюгированное
Примечания/Алиасы	ТЗЕ; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
ID гена (человек)	916
ID гена	916
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-126 человеческого CD3 (NP_000724.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, крабоед (макак-крабоед)
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом