


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd38 Для Проточной Цитометрии - P28907

Артикул: CM0009079



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого/обезьяньего CD38 для проточной цитометрии. Нацелено на трансмембранный гликопротеин массой 14-34 кДа на лимфоцитах и других тканях. Идеально подходит для иммунофенотипирования и функциональных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого/обезьяньего CD38
Примечания/Альтернативные названия	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Вид	Человек
ID гена	952
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 человеческого CD38 (NP_001766.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабод (Cynomolgus)
SWISS	P28907
Молекулярная масса белка	14 кДа / 34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом