


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd38 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии — P28907

Артикул: CM0012673



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против CD38 человека и яванской макаки, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения ферментативных и рецепторных функций CD38 в регуляции иммунитета, исследованиях диабета и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Подробности
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против CD38 человека/обезьяны
Примечания/синонимы	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	952
GeneID	952
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 человеческого CD38 (NP_001766.2)]
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P28907
Молекулярная масса белка	14 кДа/34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом