


Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому/Обезьяньему Cd38 Для Проточной Цитометрии - P28907

Артикул: CM0009885



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на CD38 человека и обезьяны. Валидировано для проточной цитометрии, позволяет детектировать экспрессию CD38 в иммунных клетках для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому/обезьяньему CD38
Примечания/алиасы	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	952
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 человеческого CD38 (NP_001766.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, циномоглус (макак-крабод)
SWISS	P28907
Молекулярная масса белка	14 кДа/34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом