


Кроличья Моноклональная Polymab® Антитела Против Cd38 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P28907

Артикул: CM0008247



введение

кроличья моноклональная PolymAb® антитела против CD38 человека/обезьяны — это моноклональное антитело для проточной цитометрии, валидированное для образцов человека и яванского макака. Нацелено на гликопротеин CD38, участвующий в сигналинге иммунных клеток и метаболизме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human/Monkey CD38 PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; молекула CD38
Вид	Человек
ID гена (человек)	952
ID гена	952
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 43–300 фрагмента человеческого CD38 (P28907)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, яванский макак
SWISS	P28907
Молекулярная масса белка	13 кДа/34 кДа
Доставка	С ледяным пакетом