


Кроличья Моноклональная Антитела Против Cd4 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01730

Артикул: CM0011326



введение

Кроличья моноклональная антитела против CD4 человека/обезьяны (конъюгат), валидированная для проточной цитометрии. Распознает CD4 – ключевой маркер Т-хелперов и рецептор ВИЧ. Подходит для фенотипирования иммунных клеток и исследований инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела против CD4 человека/обезьяны , мкАт
Примечания/Алиасы	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид	Человек
ID гена (человек)	920
ID гена	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD4 человека.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек, яванский макак
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодовый пакет