

## Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого/Обезьяньего Cd4 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P01730

Артикул: CM0009996



### введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , специфично к человеческому и циномолговому CD4 (гликопротеин поверхности Т-клеток). Валидировано для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для фенотипирования иммунных клеток и исследования ВИЧ.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье антитело против человеческого/обезьяньего CD4, мкА |
| Примечания/Альтернативные названия | T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut                             |
| Вид                                | Человек                                                     |
| GeneID (человек)                   | 920                                                         |
| GeneID                             | 920                                                         |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок человеческого CD4.                     |
| Источник                           | Кролик                                                      |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                     |
| Применение                         | FC                                                          |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Циномолг                                           |
| SWISS                              | P01730                                                      |
| Молекулярная масса белка           | 51кДа                                                       |
| Доставка                           | Холодильный пакет                                           |