


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cd4 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01730

Артикул: CM0004840



введение

Кроличыи моноклональные антитела против CD4 человека/обезьяны, конъюгированные с , валидированные для проточной цитометрии (FC). Нацелены на поверхностный гликопротеин Т-клеток CD4; реагируют с человеком и макаками-крабоедами. SWISS: P01730.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАТ против CD4 человека/обезьяны
Примечания/Псевдонимы	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид	Человек
GeneID	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD4 человека.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабоед
SWISS	P01730
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Ледяной пакет