

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого/Обезьяньего Cd4 Для Проточной Цитометрии - P01730

Артикул: CM0009939



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого/обезьяньего CD4, валидированное для проточной цитометрии (FC). Направлено на человеческий CD4 (P01730), имеет перекрестную реакцию с макаками-крабоедами. Подходит для идентификации Т-хелперов и иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого/обезьяньего CD4
Примечания/Синонимы	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид мишени	Человек
GeneID (человек)	920
GeneID	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD4
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, макака-крабоед
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	С пакетом льда