


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd4 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01730

Артикул: CM0005368



введение

Это кроличье моноклональное антитело специфически распознает белок CD4 человека, яванского макака и резуса. Конъюгировано с , валидировано для проточной цитометрии, подходит для идентификации Т-хелперных клеток и исследований ВИЧ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против CD4 человека/обезьяны, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид	Человек
ID гена (Человек)	920
ID гена	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD4 человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак, Резус
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом