

Кролик Анти-Человек/Обезьяна Cd45 Маб Для Проточной Цитометрии - P08575

Артикул: CM0012579



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против CD45 человека/обезьяны, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунотипирования субпопуляций лейкоцитов в диагностических и исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек/Обезьяна CD45 мАб
Примечания/Псевдоним	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-577 CD45 человека (P08575).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак
SWISS	P08575
Молекулярный вес белка	131кДа/136кДа/141кДа/143кДа/147кДа
Доставка	Сумка-холодильник