

Кроличье Моноклональное Антитело К Cd45 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P08575-9

Артикул: CM0011914

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к CD45 человека для проточной цитометрии. Нацелено на общий лейкоцитарный антиген, перекрестно реагирует с человеком и яванским макаком. Подходит для иммунофенотипирования. Изоформа 7, ~138 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD45 человека/обезьяны
Примечания/Альтернативные названия	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-577 человеческого CD45 (P08575)].
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак (Cynomolgus)
SWISS	P08575-9
Молекулярная масса белка	138 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом