

Кроличья Моноклональная Антитела Против Cd45 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии — P08575

Артикул: CM0010446



введение

Конъюгированная с красителем кроличья моноклональная антитела, нацеленная на CD45 человека и синемайского макаки (P08575), валидированная для проточной цитометрии. Идеально подходит для детекции общего лейкоцитарного антигена в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья МАТ против CD45 человека/обезьяны
Примечания/алиасы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
ID гена (человек)	5788
ID гена	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-577 белка CD45 человека (P08575)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, синемайский макак
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	138 кДа
Доставка	Холодильный пакет