

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd45 Человека/Обезьяны Для Пцф - P08575

Артикул: CM0004608



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против CD45 человека/обезьяны для проточной цитометрии. Распознает общий лейкоцитарный антиген (LCA). Подходит для профилирования иммунных клеток и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD45 человека/обезьяны
Примечания/Синонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	5788
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 26–577 белка CD45 человека (P08575).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Человек, циномолгус
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	138 кДа
Доставка	Айс-пак