

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого/Обезьяньего Cd45 Для Проточной Цитометрии - P08575

Артикул: CM0008762



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против CD45 для проточной цитометрии, обладает перекрестной реактивностью с CD45 человека и циномолгуса. Используется для детектирования общего лейкоцитарного антигена при иммунофенотипировании и исследованиях активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого/обезьяньего CD45
Примечания/Синонимы	LCA, LY5, B220, CD45, L-CA, T200, CD45R, GP180, IMD105
Вид	Человек
ID гена	5788 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 26–577 человеческого CD45 (P08575)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолгус (макак-крабеед)
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	~147 кДа (каноническая форма; определяются множественные изоформы с массой 131–147 кДа)
Доставка	Сумка-холодильник с аккумулятором холода